





APP Acompañamiento terapéutico

TERAPIA NEUROCOGNITIVA Y FISIOTERAPIA

Video Guías

- Ejercicios neurocognitivos.
- Ejercicios fisioterapéuticos.

Teniendo en cuenta las herramientas del kit

Manual de uso herramientas del



Perfil

- Base de datos con la información relacionada a los ejercicios, repeticiones y tiempo que realiza diario.



Red de profesionales

- Encargados de alimentar la APP E-motion Therapy. Contactos de profesionales.

Asistencia personalizada

- Video chats para resolver dudas del paciente.

Preguntas frecuentes Base de datos personalizado

- El paciente podrá ir agregando datos sobre los resultados de los ejercicios.

ACTIVACIÓN MUSCULAR

● **Cojín triangular** en PVC que permite tener 3 puntos de agarre para realizar ejercicios de fuerza, flexión y contracción de los miembros superiores del cuerpo



● **Anillo triangular** que rodea el cojín en PVC inyectado con 3 aros que permite el enganche de los teratubing para realizar ejercicios fuerza, flexión y contracción de los miembros superiores del cuerpo

ESTIMULACIÓN NEURONAL Y SENSORIAL




● **Cabeza/Asa de manipulación** en co-inyección de Plastisol

● **Cuerpo de PVC** inyectado

● **Cinco Brazos** en PVC inyectado que permite abarcar mayor superficie de los miembros a tratar

● **Semiesferas** en co-inyección de plastisol para la estimulación sensorial por medio de una textura suave y blanda

● **Balines de magnéticos** para aliviar la tensión muscular y el estrés. Actúa sobre el sistema nervioso y el circulatorio equilibrando la energía general. Aumentan el flujo sanguíneo



ACTIVACIÓN MUSCULAR


Acolchado en memory foam para mayor comodidad



Correa en PVC flexible



Cuerpo en PCV rígido inyectado que da estructura al cuerpo de la tobillera



Orificio para enganchar los teratubing para realizar ejercicios de fuerza, flexión y contracción de los miembros inferiores del cuerpo